



K-1717
스테인레스

의료용 봄베 2통을 한 손으로 운반할 수 있습니다
Carry two medical cylinders with one hand



특징 Feature

- 의료용 봄베 500L(가능형) 2통을 한 손으로 운반할 수 있습니다.
- 봄베가 닿는 부분에는 모두 고무 패킹 부착, 교체 시의 소리를 경감시킵니다.
- 손잡이 부분은 손에 부드러운 스폰지 그립 부착.
- 모두 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 고무 패킹·스폰지 그립·다리용 고무는 교환 가능합니다.
- 전도 방지용 쇠장식을 추가하면 봄베 스탠드로 사용할 수 있습니다.

- Allows two 500L (long "hosogata" type) medical cylinders to be carried with one hand.
- Rubber-lined where in contact with cylinders, for quieter cylinder removal and replacement.
- Sponge grip that is easy on the hands.
- Made of all-stainless steel with superior corrosion resistance.
- Rubber linings, sponge grip, and rubber feet are replaceable.
- Attach anti-tip brace for use as cylinder stand.


사양	● 재질: 스테인레스 ● 제품질량: 1.5kg
용도	● 의료용 봄베의 운반
납기	● 특주품...납기는 문의해 주십시오
Specifi-cations	● Material: Stainless steel ● Mass: 1.5kg
Specific use	● Transport of medical cylinders

현재는...
Now



- 한 손에 1개씩 밖에 들 수 없다.
- 밸브 부분에 손을 걸어 오분사할 우려가 있다.
- 계단에 봄베가 닿지 않도록 팔을 구부리고 있기 때문에 팔이 피곤하다.
- Only one at a time in each hand.
- Brushing valve with hand might discharge contents.
- Bending arms to avoid bumping cylinders on stairs tiring.

의료 봄베 운반 도구를 사용하면...
With medical cylinder carry rack



- 한 손에 2개, 양손으로 4개를 들 수 있다.
- 밸브 부분에 손이 닿지 않게 된다.
- 팔을 뻗은 채로 들 수 있기 때문에 팔에 부담이 줄어든다.
- Four cylinders, two in each hand.
- No more hands brushing valves.
- Can be carried with arms extended and relaxed.

그 밖에도 이런 장점이...
Plus these benefits

- 봄베를 꺼낼 때 금속음이 나지 않음.
(발·바닥·가드부는 고무로 커버함)
- 자립하므로 봄베 스탠드로도 사용할 수 있다.
※보관 시에는 넘어짐 방지용 쇠장식(옵션)이 필요합니다.
※재택 산소요법용 FRP 용기에는 사용할 수 없습니다.
- No metal clanging when removing cylinders.
(Feet, bottoms, guards are covered in rubber)
- Free-standing, also serves as cylinder stand.
※Anti-tip brace (optional) required when storing.
※Not usable with FRP containers for domiciliary oxygen therapy.



산소 봄베
Oxygen cylinders



액화 탄산 가스 봄베
Liquefied carbon dioxide cylinders

종류

캐스터 부착 타입



3통 타입



원하시는 대로 제작할 수도 있습니다.
상세 내용은 문의해 주십시오.